



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

16.06.2017 № 014-1430/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от ООО «Ковидиен Евразия», уполномоченного представителя производителя медицинских изделий:

- «Материал хирургический шовный рассасывающийся», производства «Ковидиен Ллс», США, регистрационное удостоверение от 28.04.2011 № ФСЗ 2011/09370, срок действия не ограничен;
 - «Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture», производства «Ковидиен Ллс», США, регистрационное удостоверение от 15.08.2011 № ФСЗ 2011/10129, срок действия не ограничен,
- производителем принято решение о добровольном отзыве отдельных моделей и партий медицинских изделий (см. Приложение).

Причина отзыва: Возможно неполная герметизация внутреннего пакета из фольги, что может привести к преждевременной деградации шовного материала с возможностью разрыва хирургической нити.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Ковидиен Евразия» (105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, тел. +7(495) 933-64-69, факс +7(495) 933-64-68).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия указанного медицинского изделия и предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



COVIDIEN

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ковидиен Евразия»**

105120, Россия, г.Москва, переулок Сыромятнический 2-Й, дом 1 Тел.: (495) 9336469 Факс:
(495) 9336468

ИНН 7710385950, КПП 770901001, ОГРН 1027739579284, ОКПО 17163858

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ

**Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Polysorb
Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Maxon
Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Biosyn
Кассеты к инструментам сшивающим для наложения ниточного шва Endo Stitch**

18 мая 2017 г.

Внутренний номер: FA770

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

Уважаемый клиент!

Целью данного письма является уведомление о добровольном отзыве компанией ООО "Ковидиен Евразия" отдельных кодов и лотов медицинских изделий: «Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Polysorb», «Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Maxon», «Материал хирургический шовный рассасывающийся, вариант исполнения Biosyn», «Кассеты к инструментам сшивающим для наложения ниточного шва Endo Stitch», производства компании «Ковидиен Ллс», США (Covidien Llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA).

Описание проблемы

Данное корректирующее действие на местах, связанное с безопасностью, проводится по причине возможной неполной герметизации внутреннего пакета из фольги, что может приводить к преждевременной деградации шовного материала с возможностью разрыва хирургической нити. Данный дефект упаковки не влияет на стерильность изделия.

Информируем Вас, что компания ООО "Ковидиен Евразия" на мировом уровне не получала сообщений о неблагоприятных событиях, связанных с данным событием.

Компания ООО "Ковидиен Евразия" просит Вас поместить любые неиспользованные медицинские изделия с указанными далее кодами/лотами в карантин и осуществить их возврат

согласно процедуре, описанной ниже в разделе «Необходимые действия». Если Вы распространяли медицинские изделия, перечисленные в приложении А, незамедлительно направьте информацию из этого письма получателям продуктов. Все неиспользованные продукты с указанными кодами/лотами должны быть возвращены.

Данное корректирующее действие на местах, связанное с безопасностью, затрагивает только коды/ лоты, указанные в приложении А.

Данное сообщение направлено в соответствующие компетентные органы Российской Федерации.

Необходимые действия

1. Поместите в карантин продукты с кодами/ лотами, указанными в приложении А, и прекратите их использование!
2. Далее описана процедура возврата продуктов, указанных в приложении А.

	Клиенты, имеющие запас продукта	Клиенты, не имеющие запаса продукта	Куда отправлять заполненную форму
Приобретенные непосредственно у компании ООО "Ковидиен Евразия"	Полностью заполните прилагаемую форму подтверждения возврата. После получения заполненной Вами формы сотрудник службы по работе с клиентами ООО "Ковидиен Евразия" свяжется с Вами, чтобы организовать возврат продуктов. Вы получите финансовый зачет на сумму возвращенных нам неиспользованных продуктов.	Заполните форму и отметьте пункт «нет запаса».	Отправьте заполненную форму по электронной почте или факсу, используя приведенную контактную информацию ООО "Ковидиен Евразия".
Приобретенные у дистрибьютора	Заполните все поля формы и обратитесь непосредственно к дистрибьютору для организации возврата продукта.	Заполните форму и отметьте пункт «нет запаса».	Отправьте заполненную форму по электронной почте или факсу вашему дистрибьютору и в компанию ООО "Ковидиен Евразия", используя приведенную контактную информацию.

При возникновении любых вопросов в связи с этим сообщением обращайтесь к представителю компании ООО "Ковидиен Евразия", сотрудничающему с Вашей клиникой.

С уважением,

Генеральный директор
ООО Ковидиен Евразия
(должность)



Науменко Т. А.
(И. О. Фамилия)

Приложение А

Код	Описание изделия	Лог	Код	Описание изделия	Лог
2CL852	POLYSORB* 2 VIOLET 2X36" BGS-29 (2X90CM)	D4L0467X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D5A1034X
3CL812	POLYSORB* 0 30" VIOLET GS-21 REG ATTCH	D5A1024X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D5A1035X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0169X	CL13MG	POLYSORB 2/0 18" UNDYED GS-21 DT	D580193X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0303X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1756X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0304X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1758X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0305X	CL14MG	POLYSORB 0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A1745X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0406X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D4K1415X
CL10MG	POLYSORB* 0 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5A0478X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D5A1026X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0524X	CL2M	POLYSORB* 0 5 X 30" UNDYED GS-21 DT	D5A1028X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0525X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D4K2361X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0526X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D4M0071X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0889X	CL52MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-10 DT	D5A1862X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0890X	CL60M	POLYSORB* 1 VIOLET 5X30" GS-26	D4L1131X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A0961X	CL622M	POLYSORB* 2 VIOLET 5X24" GS-24 D-TACH* (D4L0692X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1031X	CL64M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-25 DT	D4J1987X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1032X	CL659M	POLYSORB* 2 VIOLET 30" GS-26	D4M0542X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1033X	CL665M	POLYSORB* 2 30" VIOLET GS-25 DT	D4K1044X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1392X	CL6M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-21 DT	D4L1431X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1393X	CL71M	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-21 D-TACH	D4M0368X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1394X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4J0841X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1395X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4K0619X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1396X	CL885M	POLYSORB 1 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4L0147X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1743X	CL885M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-22 DT	D4L0427X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5A1861X	CL885M	POLYSORB 1 30" VIOLET GS-22 DT	D4M0370X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0014X	CL886M	POLYSORB* 0 5X30" VIOLET GS-22 DT	D4K1616X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0261X	CL97MG	POLYSORB* 1 5 X 30" VIOLET HOS-12 DT	D4L1159X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0264X	CL997MG	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-20 D-TACH	D4L1563X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0423X	CL997MG	POLYSORB* 0 VIOLET 5X30" HGS-20 D-TACH	D4M1020X
CL10MG	POLYSORB* 0 18" VIOLET GS-21 DT	D5B0424X	CLT633M	POLYSORB 2 VL 5 X 30" BGST-29 DT	D4K2021X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4J0442X	GL182M	POLYSORB 3-0 30" VIOLET CV-25 DT	D4K2438X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4K2262X	GL223M	POLYSORB 2-0 30" VIOLET V-30 DT	D4L1371X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D4M0073X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0307X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5B0260X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0529X
CL11MG	POLYSORB 1 5X18" VIOLET GS-21 DT	D5B0263X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0963X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D4L1968X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1401X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0070X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1422X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0071X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D580149X
CL13MG	POLYSORB 2/0 5X18" UNDYED GS-21 DT	D5A0072X	GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0266X

Приложение А
Продолжение

Код	Описание изделия	Лот	Код	Описание изделия	Лот
GL33MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0844X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0267GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0410X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0538GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1037X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0539GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1397X	GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0540GX
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1398X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0058X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1399X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0108X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1400X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0637X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1746X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0638X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1747X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L0639X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1870X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2006X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0148X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2010X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0150X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4L2201X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0243X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4M0267X
GL34MG	POLYSORB 4/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5B0536X	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D4M0362X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1180GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0170X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0308GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0172X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0528GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A0479X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A1042GX	GLJ50M	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET CV-25 DTACH	D5A1041X
GL62MG	POLYSORB 2/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5B0427GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D4L1165X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1177GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D5A0247X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1179GX	L14	POLYSORB 0 18 VIO PRECUT 226T	D5A0248X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L1962GX	L14	POLYSORB 0 6X18" VIOLET PRECUT	D5A0546X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L2077GX	L15	POLYSORB 1 6X18" VIOLET PRECUT	D4L1161X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D4L2202GX	L15	POLYSORB 1 18 VIO PRECUT 122J	D5A0096X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0306GX	L24	POLYSORB 0 18 UNDYED PRECUT	D4L1164X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A0480GX	L25	POLYSORB 1 18" UNDYED PRECUT	D5A0551X
GL63MG	POLYSORB 3/0 5X18" VIOLET V-20 DTACH	D5A1039GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D4J0736X
GL66M	POLYSORB 2/0 5X30" VIOLET V-20 DT	D4K1263GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D4K0212X
GL67M	POLYSORB 3/0 30" VIOLET V-20 DT	D5A0513GX	L26	POLYSORB* 2 UNDYED 12X18" PRECUT	D5A0402X
GL67M	POLYSORB 3/0 30" VIOLET V-20 DT	D5A0515GX	L27	POLYSORB 0 12X18" VIOLET PRECUT	D5A0249X
GL68M	POLYSORB 4/0 5X30" VIOLET V-20 DT	D4L0759GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A0755X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A0171GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1219X
GL69MG	POLYSORB 3/0 5X18" UNDYED V-20 DTACH	D5A0409GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1220X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A0962GX	L27	POLYSORB 0 18" VIOLET PRECUT	D5A1315X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1748GX	L28	POLYSORB* 2 VIOLET 12X18" PRECUT	D4K2022X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1805GX	L28	POLYSORB* 2 VIOLET 12X18" PRECUT	D4L1546X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5A1869GX	L34	POLYSORB* 0 12X24" VIOLET PRECUT	D4K2023X
GL69MG	POLYSORB 3/0 18" UNDYED V-20 DT	D5B0242GX	L34	POLYSORB* 0 12X24" VIOLET PRECUT	D4L1547X

Приложение А
Продолжение

Код	Описание изделия	Лот	Код	Описание изделия	Лот
L35	POLYSORB* 1 12X18" VIOLET PRECUT	D4K1272X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D4K2315X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4L1740X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D5A1231X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4M1189X	LL222	POLYSORB* 3-0 VIOLET 98" REEL	D5A1803X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D4M1224X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K1392X
L35	POLYSORB* 1 18" VIOLET PRE-CUT	D5A0756X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K1612X
L4	POLYSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D4K0211X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4K2139X
L4	POLYSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D4L1163X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L0279X
L4	POLYSORB 0 18 U/D PRECUT 126R	D5A0876X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L0822X
L40	POLYSORB* 0 6X30" VIOLET PRECUT	D4M1190X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L1005X
L40	POLYSORB* 0 30" VIOLET PRECUT	D5A0228X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L1399X
L40	POLYSORB* 0 6X30" VIOLET PRECUT	D5A0549X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4L2111X
L404	POLYSORB 0 3X30" VIOLET PRECUT	D4L1545X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D4M1186X
L404	POLYSORB 0 30 VIO PRECUT 227C	D5A0757X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0102X
L405	POLYSORB 1 30 VIO PRECUT 224E	D5A0875X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0105X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D4K2024X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0106X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D4L1162X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0107X
L41	POLYSORB* 1 30" VIOLET PRECUT	D5A0548X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0112X
L42	POLYSORB* 2 VIOLET 6X30" PRE-CUT	D5A0098X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A0113X
LL102	POLYSORB 3/0 60 U/D REEL 104R	D5A1291X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1233X
LL104	POLYSORB 0 60 U/D REEL 203G	D4K1537X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1290X
LL104	POLYSORB 0 60 U/D REEL 203G	D5A1294X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5A1339X
LL111	POLYSORB 4/0 60" REEL VIO 217T	D4L1509X	LL223	POLYSORB* 2-0 VIOLET 98" REEL	D5B0302X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D4L1170X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L0689X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D4L2106X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1166X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0110X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1677X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0771X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L1867X
LL112	POLYSORB* 3-0 VIOLET 60 REEL	D5A0811X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4L2107X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L0065X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D4M1187X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L0515X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A0723X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L1429X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A0724X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4L2118X	LL224	POLYSORB* 0 VIOLET 98" REEL	D5A1298X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D4M0410X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4J0947X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D5A0104X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L0704X
LL113	POLYSORB* 2-0 VIOLET 60 REEL	D5A0109X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L2029X
LL114	POLYSORB* 0 VIOLET 60 REEL	D4L1866X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D4L2109X
LL114	POLYSORB* 0 VIOLET 60 REEL	D5A0869X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D5A0823X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D4L1169X	LL225	POLYSORB* 1 VIOLET 98" REEL	D5A0951X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D4M0237X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0640X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D5A1288X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0641X
LL221	POLYSORB* 4/0 98" VIOLET REEL 110T	D5A1297X	LL226	POLYSORB* 2 VIOLET 98" REEL	D4L0642X

Приложение А
Продолжение

Код	Описание изделия	Лот
170052	ENDO STITCH* POLYSORB* 0 48" VIO DLU SU	J4L1477X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0702X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0703X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0704X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0705X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A0921X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A1206X
170053	ENDO STITCH*POLYSORB* 2/0 48" VIO DLU SU	J5A1207X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J4M0853X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J4M0855X
170056	ENDOSTITCH POLYSORB 0 48" UNDYED DLU SU	J5A0192X
170057	ENDOSTITCH POLYSORB 2/0 48" UNDYED DLUSU	J5A1097X

Код	Описание изделия	Лот
8886603433	MAXON* 4/0 5X30 GREEN V-20 D*TACH	D4L1156GX
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4K0396X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4K2053X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L0541X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L1084X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4L1272X
8886621933	MAXON 4/0 5X18" GREEN CV-24 D-TACH	D4M0394X
XX2109	MAXON 5/0 5X18 GR CV-23 D-TACH	D4K1485X
GMJ34M	BIOSYN* 4/0 18" VIOLET CV-25 DT	D4K0010X

Код	Описание изделия	Лот
US1540	CUSTOM SUTURE PACK	A5E0919X
US1614	CUSTOM SUTURE PACK	A5C1345X
US1672	USPACK-SUTURE KIT	A5D0789X
14111316-03	SCHRITTMACHER ANGIO X3	228111X

Приложение В

COVIDIEN™
Polysorb™
 Braided Absorbable Suture

3-0 2 Metric
 5x18" 45 cm VIOLET

CV-25
 TAPER
 1/2 ⌀ 22 mm



LOT XXXXXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD MP 5 x 5 D-Tach

Код /
 GL-33-MR

Лот

Код изделия
 XX-2109

COVIDIEN™
Maxon™
 Monofilament Absorbable Suture

5-0 1 Metric
 5x18" 45 cm GREEN

CV-23
 TAPER
 1/2 ⌀ 17 mm



LOT XXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD MP 5 x 5 D-Tach

Лот

Код
 17065

COVIDIEN™
Polysorb™
 Absorbable Single Stitch Reload

2-0 3 Metric
 40" 120 cm

ES-9
 TAPER
 ⌀ 9 mm

12
 VIOLET / VIOLETTE / VIOLETT /
 VIOLA / MORADO / VIOLETA

LOT XXXXXXXXXX Use by XXXX-XX Mfg XXXX-XX

Лот